

Preparazione



1. Aprire la confezione i-gel O₂ Resus Pack ed estrarre il guscio protettivo contenente il dispositivo. Rimuovere il gruppo di accessori: la bustina di lubrificante, il tubo di aspirazione e il nucleale di fissaggio della confezione e disporli a parte.



2. Rimuovere i-gel O₂ dal guscio protettivo e trasferirlo nel palmo della mano, la stessa che tiene il guscio, tenendo i-gel O₂ tra pollice ed indice.



3. Aprire la bustina di lubrificante compresa nel kit e versarne una piccola dose sul guscio al centro del manico nella parte concava, per predisporre la lubrificazione del dispositivo. Si raccomanda di non utilizzare lubrificanti a base di silicone.



4. Afferrare i-gel O₂ all'altezza del bite-block integrato con la mano opposta libera e cospargere di un sottile strato di lubrificante le parti anteriori, posteriori e laterali della cuffia.




5. Controllare accuratamente il dispositivo affinché eventuali corpi estranei o eccessi di lubrificante non ostruiscano l'apertura dell'estremità distale. Rimettere i-gel O₂ all'interno del guscio protettivo in attesa dell'inserimento.


Tecnica di inserimento



6. Rimuovere i-gel O₂ precedentemente lubrificato dal guscio protettivo. Afferrarlo saldamente lungo il bite-block integrato. Posizionare il dispositivo in modo che la parte interna colorata della cuffia sia rivolta verso il mento del paziente. Il paziente deve essere in posizione supina con la testa estesa, leggermente reclinata e il collo flesso (sniffing position). Il mento verrà delicatamente premuto verso il basso prima di procedere. Introdurre la punta soffice di i-gel O₂ dentro la bocca del paziente in direzione del palato duro.



7. Far scivolare il dispositivo verso il basso lungo il palato duro con una spinta gentile e continua fino a sentire una definitiva resistenza. La punta del dispositivo deve posizionarsi in modo da sigillare l'apertura superiore dell'esofago (a) e la cuffia deve essere posizionata contro la parete laringea (b). Gli incisivi devono posizionarsi sul bite-block (c).



8. Fissaggio i-gel O₂ può essere fissato con nastro adesivo "da mascella a mascella" o utilizzando il nucleale di fissaggio compreso nel kit.



9. Nucale di fissaggio Far scivolare il nucleale di fissaggio sotto al collo del paziente fino a posizionare la parte centrale più larga direttamente dietro la nuca del paziente. Un lato del nucleale viene quindi alzato sul viso del paziente e fissato al dispositivo agganciando il buco più idoneo all'anello uncinato nella parte superiore del bite-block integrato. L'altro lato del nucleale verrà posto sull'altro lato del viso del paziente e fissato allo stesso modo, assicurandosi che ci sia una tensione sufficiente a mantenere i-gel O₂ saldamente in sito, ma non eccessiva da causare un trauma al collo o al volto del paziente, o che possa causare un calo di pressione indesiderato.



Dimensioni paziente	Misura i-gel	Peso paziente
Adulto, small	3	30-60 kg
Adulto, medium	4	50-90 kg
Adulto, large	5	90+ kg



Note importanti alla tecnica di inserimento raccomandata

A volte può essere percepita una sensazione di "resistenza" prima di raggiungere il punto di posizionamento finale. Questo può essere causato dal passaggio della cuffia del dispositivo attraverso i plastrati palatini. E' importante continuare ad inserire i-gel O₂ fino ad una resistenza definitiva.

Una volta incontrata questa resistenza definitiva e posizionati i denti incisivi sul bite-block integrato, NON spingere i-gel O₂ ulteriormente a fondo e non applicare una forza eccessiva nell'inserimento.

Non è necessario inserire le dita o i pollici dentro la bocca del paziente durante il processo di inserimento del dispositivo.

Visita il sito www.intersurgical.it/info/i-gel



INTERSURGICAL
SISTEMI COMPLETI PER LA RESPIRAZIONE

Intersurgical SpA, Via Tonino Moondi, 12
41037 Mandola (MO), Italia
T. +39 0535 20838 F. +39 0535 419294
info@intersurgical.it www.intersurgical.it

