



## InterGuide introduttore per tubo ET InterForm mandrino per intubazione

Per l'uso in condizioni di vie aeree difficili




Gestione delle Vie Aeree • Accessori

## InterGuide introduttore per tubi ET

InterGuide è un introduttore flessibile per tubi ET comunemente chiamato bougie. Permette un inserimento alla cieca nella trachea e di guidare il corretto posizionamento del tubo endotracheale. InterGuide è monouso, privo di lattice e fornito sterile in pratiche confezione singola.

### Punta distale atraumatica

Per ridurre i potenziali traumi al paziente



### Materiale a bassa frizione

Per facilitare l'inserimento e l'operatività


Codice	Descrizione	Misura	Diametro esterno (OD)	Lunghezza	Q.tà/scatola
8070015	InterGuide bougie introduttore per tubo ET	15FR	5.0mm	700mm	10 
8070010	InterGuide bougie introduttore per tubo ET	10FR	3.3mm	700mm	10 
8070006	InterGuide bougie introduttore per tubo ET	6FR	2.0mm	530mm	10 

## InterForm mandrino per intubazione

InterForm è uno stiletto, o mandrino, malleabile che permette all'utilizzatore di plasmare il tubo endotracheale nella forma migliore per agevolarne l'inserimento e per controllare meglio il dispositivo per le vie aeree. InterForm è monouso, privo di lattice ed è fornito in una pratica confezione singola.

### Anima in alluminio

Per plasmare la forma e agevolare l'inserimento



### Materiale a bassa frizione

Per una facile inserione/estrazione

Codice	Descrizione	Misura	Diametro esterno (OD)	Lunghezza	Q.tà/scatola
8080014	InterForm mandrino per intubazione	14FR	4.7mm	340mm	10 
8080010	InterForm mandrino per intubazione	10FR	3.3mm	340mm	10 
8080006	InterForm mandrino per intubazione	6FR	2.0mm	275mm	10 

 Sterile

Materiale informativo destinato esclusivamente agli operatori sanitari

IS6.5\_IT • Issue 6 03.25



Distribuito da: Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia  
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 e MDSAP



Please recycle