



Intersurgical EcoLite™

Maschera per ossigeno a media concentrazione, adulto

La maschera estremamente leggera e comoda



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Ossigeno Terapia

Intersurgical EcoLite™ maschera per ossigeno a media concentrazione, adulto

Benvenuti nella Comfort Zone

L'esclusivo design e i materiali utilizzati nella produzione della maschera EcoLite offrono un eccezionale comfort per il paziente e un ridotto impatto ambientale.

Confortevole per il paziente

Il miglioramento del comfort e della sicurezza del paziente sono stati gli elementi principali nello sviluppo di questa gamma. Le più recenti tecnologie produttive ci hanno permesso di realizzare un prodotto che combina due materiali non-PVC: il polipropilene costituisce il guscio della maschera EcoLite ed è trasparente, leggero e rigido a sufficienza per mantenere la forma della maschera, mentre il secondo materiale, il TPE, è più morbido e viene utilizzato per la sigillatura, a contatto con il volto del paziente.

Video disponibile su www.intersurgical.it

Confortevole per l'ambiente

La maschera EcoLite costituisce una parte importante della nostra gamma Eco, progettata per dimostrare la nostra continua attenzione allo sviluppo sostenibile. L'uso del PVC nei prodotti medici e il suo impatto sull'ambiente sono stati spesso messi in discussione. Nella produzione della maschera EcoLite, il PVC è stato sostituito da materiali alternativi riducendo quindi l'impatto ambientale.



www.intersurgical.com/info/eco

Tenuta nasale incurvata

Si adatta a forme differenti del naso così da evitare che l'ossigeno fuoriesca negli occhi del paziente

Nessuna clip metallica

Compatibile con RMN

Porte di esalazione

Progettate per minimizzare il rebreathing di anidride carbonica



Appoggio "sul mento" o "sotto il mento"

L'appoggio variabile fornisce una sigillatura migliore, adattabile a tutte le conformazioni di viso

Più leggera

50% più leggera rispetto a una maschera in PVC, più comoda per il paziente

Tenuta morbida

Migliore comfort per il paziente

Posizionamento dell'elastico sopra o sotto le orecchie

Per evitare i traumi dietro le orecchie



Maschere per adulti

Codice	Descrizione	Lunghezza tubo	Q.tà/scatola
1136015	Intersurgical EcoLite, maschera per ossigeno a media concentrazione, adulto		55
1135015	Intersurgical EcoLite, maschera per ossigeno a media concentrazione con tubo, adulto	2.1m	40

Prodotto a basso impatto ambientale



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi 12 - 41037 Mirandola (MO) - ITALIA
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



Ricicla!

IS10.16_IT • Issue 10 02.22