



Intersurgical EcoLite™ Gamma di maschere pediatriche

La maschera estremamente leggera e comoda



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Maschere Pediatriche



Intersurgical EcoLite™ gamma di maschere pediatriche

Benvenuti nella Comfort Zone

L'esclusivo design e i materiali utilizzati nella produzione della maschera EcoLite offrono un eccezionale comfort per il paziente e un ridotto impatto ambientale.

Confortevole per il paziente

Il miglioramento del comfort e della sicurezza del paziente sono stati gli elementi principali nello sviluppo di questa gamma. Le più recenti tecnologie produttive ci hanno permesso di realizzare un prodotto che combina due materiali non-PVC: il polipropilene costituisce il guscio della maschera EcoLite ed è trasparente, leggero e rigido a sufficienza per mantenere la forma della maschera, mentre il secondo materiale, il TPE, è più morbido e viene utilizzato per la sigillatura, a contatto con il volto del paziente.

Confortevole per l'ambiente

La maschera EcoLite costituisce una parte importante della nostra gamma Eco, progettata per dimostrare la nostra continua attenzione allo sviluppo sostenibile. L'uso del PVC nei prodotti medici e il suo impatto sull'ambiente sono stati spesso messi in discussione. Nella produzione della maschera EcoLite, il PVC è stato sostituito da materiali alternativi riducendo quindi l'impatto ambientale.



Scopri
la gamma
Eco range

www.intersurgical.com/info/eco

▶ Video disponibile su www.intersurgical.it

Tenuta nasale incurvata

Più adattabile e non necessita di una clip nasale separata. Progettata per evitare che l'ossigeno fuoriesca negli occhi del paziente

Tenuta morbida

Migliore comfort per il paziente

Appoggio "sul mento" o "sotto il mento"

L'appoggio variabile fornisce una sigillatura migliore, adattabile a tutte le conformazioni di viso



Più leggera

50% più leggera di una maschera in PVC

Porte di esalazione

Progettate per minimizzare il rebreathing di anidride carbonica

Maschera trasparente

Consente di avere una chiara visuale sul naso e sulle labbra del paziente

Codice	Descrizione	Lunghezza tubo	Q.tà/scatola
1190015	EcoLite, maschera per ossigeno a media concentrazione, pediatrica		42
1196015	EcoLite, maschera per ossigeno a media concentrazione con tubo, pediatrica	2.1m	40
1454015	Kit nebulizzatore Cirrus2 e maschera EcoLite con tubo, pediatrico	2.1m	36
1198015	EcoLite, maschera per aerosol, pediatrica		42
1138015	Silente, kit con maschera EcoLite, Venturi regolabile con tubo, pediatrico	1.8m	40

Prodotto a basso impatto ambientale



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi 12 - 41037 Mirandola (MO) - ITALIA
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



IS10.27_IT • Issue 7 02.22