



OptiLube™ lubrificante in bustina

Per l'impiego con dispositivi sovraglottidei, tubi endotracheali e cannule naso/orofaringee



Gestione delle Vie Aeree ▪ Accessori

OptiLube™ lubrificante in bustina

Per l'impiego con dispositivi sovraglottidei, tubi endotracheali e cannule naso/orofaringee

A completamento dell'ampia gamma di accessori per la gestione delle vie aeree, Intersurgical dispone ora di gel lubrificante idrosolubile in bustine monodose.

Le bustine OptiLube™ contengono 5g di lubrificante in gel a base d'acqua utilizzato nella preparazione dei dispositivi per la gestione delle vie aeree quali i dispositivi sovraglottidei, i tubi endotracheali, le cannule naso/orofaringee. Può anche essere utilizzato in preparazione all'inserimento nel canale gastrico di dispositivi di seconda generazione come i-gel® o per lubrificare i sondini di aspirazione e oro gastrici.

Il lubrificante OptiLube è idrosolubile e innocuo sui tessuti umani; non provoca ossidazioni nei metalli o nelle strumentazioni metalliche, non rovina la gomma, i tessuti naturali e sintetici.



Codice	Descrizione	Q.tà per scatola
5469000	OptiLube™, lubrificante in bustina, 5g	150

Invia richiesta

OptiLube è un marchio registrato di Optimum Medical Solutions.



Intersurgical Spa, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola, MO, Italia
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

Il distributore Intersurgical Ltd è certificato
 ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e
 ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta.
 Se desideri stampare ugualmente questa scheda informativa,
 prediligi la funzione fronte/retro.

IS6.8_IT • Issue 4 12.19