

InterTube™ tubi tracheali


Una gamma completa di tubi ET per pazienti adulti e pediatrici



Gestione delle Vie Aeree ▪ Dispositivi per la Gestione delle Vie Aeree

InterTube™ tubi tracheali

Destinati all'impiego in anestesia, Pronto Soccorso e medicina d'urgenza, la gamma InterTube offre tre varianti di tubi tracheali: cuffiato, rinforzato e non-cuffiato. Disponibili in varie misure dalla pediatrica all'adulto. Sono monouso e privi di lattice, forniti sterili e confezionati singolarmente.





Cuffiato

Codice	Descrizione	Misura (diametro interno)	Q.tà/scatola
9040100	InterTube tubo tracheale, cuffiato	10.0 mm	10 
9040095 	InterTube tubo tracheale, cuffiato	9.5 mm	10 
9040090	InterTube tubo tracheale, cuffiato	9.0 mm	10 
9040085	InterTube tubo tracheale, cuffiato	8.5 mm	10 
9040080	InterTube tubo tracheale, cuffiato	8.0 mm	10 
9040075	InterTube tubo tracheale, cuffiato	7.5 mm	10 
9040070	InterTube tubo tracheale, cuffiato	7.0 mm	10 
9040065	InterTube tubo tracheale, cuffiato	6.5 mm	10 
9040060	InterTube tubo tracheale, cuffiato	6.0 mm	10 
9040055	InterTube tubo tracheale, cuffiato	5.5 mm	10 
9040050	InterTube tubo tracheale, cuffiato	5.0 mm	10 
9040045	InterTube tubo tracheale, cuffiato	4.5 mm	10 



Rinforzato

Codice	Descrizione	Misura (diametro interno)	Q.tà/scatola
9060100	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	10.0 mm	10 
9060095	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	9.5 mm	10 
9060090	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	9.0 mm	10 
9060085 	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	8.5 mm	10 
9060080	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	8.0 mm	10 
9060075	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	7.5 mm	10 
9060070	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	7.0 mm	10 
9060065	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	6.5 mm	10 
9060060	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	6.0 mm	10 
9060055	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	5.5 mm	10 
9060050	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	5.0 mm	10 
9060045	InterTube tubo tracheale, rinforzato cuffiato	4.5 mm	10 




Non-cuffiati

Codice	Descrizione	Misura (diametro interno)	Q.tà/scatola
9050070	 InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	7.0 mm	10 
9050065	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	6.5 mm	10 
9050060	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	6.0 mm	10 
9050055	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	5.5 mm	10 
9050050	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	5.0 mm	10 
9050045	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	4.5 mm	10 
9050040	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	4.0 mm	10 
9050035	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	3.5 mm	10 
9050030	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	3.0 mm	10 
9050025	InterTube tubo tracheale, non-cuffiato	2.5 mm	10 

 Illustrato  Sterile

Scopri la gamma completa di dispositivi per la gestione delle vie aeree

www.intersurgical.it/prodotti/gestione-delle-vie-aeree



Materiale informativo destinato esclusivamente agli operatori sanitari.

InterTube è fabbricato da Well Lead Medical Co e distribuito in Italia da Intersurgical S.p.A.



Please recycle

IS6.28_IT • Issue 2 04.25



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA