



MiniMe[®]2

Maschera nasale pediatrica per ventilazione non-invasiva



Critical Care ▪ Interfacce Paziente



MiniMe®2 con tecnologia AIR°gel®

MiniMe®2 è una maschera nasale monopaziente per la ventilazione non-invasiva in ambiente ospedaliero e domiciliare. MiniMe®2 è disponibile in quattro misure nella versione ventilata e non-ventilata.

Tecnologia per una tenuta perfetta

La conchiglia e il cuscino della maschera si modellano per una perfetta aderenza al viso



AIR°gel®

AIR°gel® rende la tenuta di MiniMe®2 delicata e confortevole

Advanced Cushion Technology™

Il cuscino ergonomico offre una tenuta efficace e una vestibilità confortevole

MiniMe®2 è progettata pazienti pediatrici dai 2 ai 12 anni. E' dotata di un innovativo cuscino con tecnologia AIR°gel® e Advanced Cushion Technology™, per offrire ai piccoli pazienti il massimo confort e una tenuta ottimale.

Distanziatore frontale

L'esclusiva caratteristica di flessibilità del supporto frontale assicura una maggiore stabilità e tenuta senza contatto con la cute

Indicatore della misura

Le maschere sono disponibili in quattro misure

Versione ventilata e non-ventilata

Per terapia CPAP e bilevel in pazienti pediatrici

Raccordo angolato girevole a 360°

Per il posizionamento ottimale del tubo e una migliore mobilità



Codice	Descrizione	Colore raccordo	Q.tà/scatola
Maschere per l'impiego con circuito per ventilazione a linea singola SENZA porta di scarico per CO ₂			
2570000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV ventilata, Extra Small	○	5
2370000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV ventilata, Small	○	5
2371000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV ventilata, Medium	○	5
2571000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV ventilata, Large	○	5
Maschere per l'impiego con circuito per ventilazione a linea singola CON porta di scarico per CO ₂			
2470000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV non-ventilata, Extra Small	●	5
2270000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV non-ventilata, Small	●	5
2271000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV non-ventilata, Medium	●	5
2471000	MiniMe®2 maschera nasale pediatrica per NIV non-ventilata, Large	●	5

Nucale di ricambio (con cinque punti di fissaggio)

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
2670000	Nucale di ricambio per maschere MiniMe®2 misure Extra Small e Small	10
2671000	Nucale di ricambio per maschere MiniMe®2 misure Medium e Large	10

Materiale informativo destinato agli Operatori Sanitari

MiniMe®2 e AIR°gel® sono marchi registrati Sleepnet Corporation.

Touchless Spacebar e Advanced Cushion Technology sono marchi registrati Sleepnet Corporation.



Please recycle

IS1.49_IT • Issue 3 09.23