



O2-MAX™

Sistema per la terapia CPAP in ambiente intra ed extra ospedaliero




Critical Care ▪ Pulmodyne®

O2-MAX™

La terapia CPAP (Continuous positive airway pressure) sta sempre più diventando lo standard di primo approccio nei confronti di pazienti che soffrono di disturbi respiratori. O2-MAX è un sistema per terapia CPAP per pazienti adulti in respiro spontaneo, per l'impiego in ambiente intra ed extra ospedaliero. O2-MAX è in grado di generare flussi fino a 140 L/min di flusso al paziente, con una frazione di O₂ inspirato

pari a 30, 60, o 90% (FiO₂). E dotato di valvola PEEP 3-SET™ (5/7.5/10 cmH₂O).

Il sistema O2-MAX Trio è disponibile in diverse configurazioni con circuito per ventilazione con tubo estensibile o smoothbore, con o senza interfaccia paziente e tubo O₂ di varie lunghezze.



Sistema O2-MAX Trio (somministrazione di FiO₂ regolabile al 30%, 60%, 90%)

| Codice | Descrizione | Q.tà |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 313-8017X-7 | Sistema O2-MAX Trio con tubo estensibile , valvola PEEP regolabile 3-SET, maschera oronasale, Adulto Large, attacco AFNOR | 10 |
| 313-8007X-7 | Sistema O2-MAX Trio con tubo estensibile , valvola PEEP regolabile 3-SET, maschera oronasale Adulto Medium, attacco AFNOR | 10 |
| 313-8017X-11 | Sistema O2-MAX Trio con tubo estensibile , valvola PEEP regolabile 3-SET, maschera oronasale Adulto Large, attacco UNI | 10 |
| 313-8007X-11 | Sistema O2-MAX Trio con tubo estensibile , valvola PEEP regolabile 3-SET, maschera oronasale Adulto Medium, attacco UNI | 10 |
| 313-8121-7 | Sistema O2-MAX Trio con tubo smoothbore, valvola PEEP regolabile 3-SET, maschera total face Adulto Medium, attacco AFNOR | 10 |
| 313-8121-11 | Sistema O2-MAX Trio con tubo smoothbore, valvola PEEP regolabile 3-SET, maschera total face Adulto Large, attacco UNI | 10 |
| 313-8119-7 | Sistema O2-MAX Trio con tubo smoothbore, valvola PEEP regolabile 3-SET, attacco AFNOR | 10 |
| 313-8119-11 | Sistema O2-MAX Trio con tubo smoothbore, valvola PEEP regolabile 3-SET, attacco UNI | 10 |

BiTrac, 3-SET, O2-MAX e Quik-Connect sono marchi registrati Pulmonary Inc, USA e distribuiti in Italia da Intersurgical S.p.A.

Rispetta l'ambiente! Pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

IS1.64_IT • Issue 2 08.23