




Cannule nasali

Cannule nasali per ogni tipologia di paziente



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Cannule Nasali



Cannule nasali

Cannula nasale convenzionale


La gamma Intersurgical di nasocannule per pazienti adulti, pediatrici e neonatali è disponibile in un'ampia varietà di modelli per soddisfare le diverse necessità dei pazienti. Tutti i tubi per ossigeno della gamma sono caratterizzati da un design 'multi-canale' che consente il flusso di ossigeno anche in caso di schiacciamento.

Versione Satin


Le nasocannule Intersurgical versione Satin sono prodotte in un materiale soffice che provoca meno frizione a viso e orecchie del paziente.

Tipologia dei rebbi


Sono disponibili nasocannule con le seguenti forme di rebbi:




Rebbi curvi



Rebbi svasati



Rebbi curvi e svasati



Rebbi diritti



Rebbi curvi con protezioni auricolari Intersurgical EarGuard™



Intersurgical EarGuard™

Intersurgical EarGuard è la versione di nasocannula dotata di un morbido cuscino in silicone, per aumentare la confortevolezza del paziente.



Nasocannule prive di ftalati

Tutte le nasocannule riportate nella presente scheda informativa sono attualmente prodotte con materiali privi di ftalati al fine di ridurre i rischi associati all'esposizione DEHP.





Tubo per ossigeno Multi-Canale

Consente il flusso di ossigeno anche in caso di attorcigliamento del tubo

Fermo anti-scivolo

Permette al paziente la regolazione ideale per il proprio comfort

Priva di ftalati

Per rispondere alle problematiche connesse a DEHP

Materiale trasparente

Discrezione e visibilità

Design retroauricolare

Posizionamento saldo (disponibile opzione Intersurgical EarGuard™ la protezione per le orecchie, per un maggiore comfort)

Rebbi morbidi


Riducono al minimo le irritazioni

Staffa di posizionamento

Mantiene la posizione ottimale dei rebbi



Cannule nasali per adulti



1165002

Codice	Descrizione	Lunghezza	Q.tà/scatola
1161000	Cannula nasale per adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno	1.8 m	50
1161004	Cannula nasale per adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno	2.1 m	50
1162000	Cannula nasale per adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno	5 m	20
1165000	Cannula nasale per adulti, rebbi curvi e tubo ossigeno	1.8 m	50
1165001	Cannula nasale per adulti, rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1 m	50
1165002	Cannula nasale per adulti, rebbi curvi, protezione EarGuard™ e tubo ossigeno	2.1 m	50
1165003	Cannula nasale per adulti, rebbi curvi, protezione EarGuard™ e tubo ossigeno	5 m	40
1165004	Cannula nasale per adulti, rebbi curvi, protezione EarGuard™ e tubo ossigeno	10 m	10
1165020	Cannula nasale per adulti Satin , rebbi curvi e tubo ossigeno	1.8 m	50
1165021	Cannula nasale per adulti Satin , rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1 m	50
1166000	Cannula nasale per adulti, rebbi svasati e tubo ossigeno	1.8 m	50
1168000	Cannula nasale per adulti, rebbi curvi/svasati, versione corta per HC	0.5 m	100
1169000	Cannula nasale per adulti, rebbi diritti, versione corta per HC	0.5 m	100

Cannule nasali per pazienti pediatrici e neonatali

Codice	Descrizione	Lunghezza	Q.tà/scatola
1163000	Cannula nasale Pediatrica, rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1 m	50
1164000	Cannula nasale Neonatale, rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1 m	50

IS10.8 ▪ Issue 13 08.25



Distributore: Intersurgical S.p.A. Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 e MDSAP

Materiale informativo destinato
esclusivamente ad operatori sanitari



Please recycle

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA