

Cannule Guedel monocomponente

Design più sicuro



Design più sicuro

L'utilizzo delle più recenti tecnologie nei processi di produzione ci ha permesso di produrre la più importante innovazione nelle cannule Guedel degli ultimi trent'anni.

Abbiamo combinato due materiali dalle caratteristiche fisiche molto diverse in un unico modello. Il risultato è l'eliminazione del bite block separato tipico di tutte le cannule Guedel convenzionali.

I bite block staccabili o allentati costituiscono una vera minaccia alla sicurezza del paziente e sono stati oggetto, in passato, di diversi avvertimenti formali. La nostra cannula dal design monocomponente supera tutti questi rischi connessi.

Oltre ad una maggiore sicurezza, la nostra cannula monocomponente incorpora anche un bordo soffice per ridurre il rischio di trauma al paziente.

Caratteristiche e vantaggi

Corpo centrale rigido per mantenere le vie aeree aperte

Bordo soffice per ridurre il rischio di danno ai tessuti

Secondo materiale più soffice per ridurre il potenziale danno alla dentatura

Design monocomponente con bite block integrato - design più sicuro

Codifica misure a 9 colori per soddisfare i requisiti di tutti i pazienti

Codifica colore chiara per una facile identificazione

Dati per l'ordine

1115120 (S*)	Cannula di Guedel misura 5 (12.0), codice colore viola		Q.tà conf. 70
1114100 (S*)	Cannula di Guedel misura 4 (10.0), codice colore rosso		Q.tà conf. 80
1113090 (S*)	Cannula di Guedel misura 3 (9.0), codice colore arancio		Q.tà conf. 80
1112080 (S*)	Cannula di Guedel misura 2 (8.0), codice colore verde		Q.tà conf. 100
1111570 (S*)	Cannula di Guedel misura 1.5 (7.0), codice colore giallo		Q.tà conf. 100
1111065 (S*)	Cannula di Guedel misura 1 (6.5), codice colore bianco		Q.tà conf. 20
1110055 (S*)	Cannula di Guedel misura 0 (5.5), codice colore grigio		Q.tà conf. 25
1100050 (S*)	Cannula di Guedel misura 00 (5.0), codice colore blu		Q.tà conf. 25
1000035 (S*)	Cannula di Guedel misura 000 (3.5), codice colore rosa		Q.tà conf. 25

* Aggiungere una S al codice per ordinare la versione sterile di questo prodotto.

IS10.15_Issue 4_FZ_01.13