



STARMed CaStar Up

Casco apribile per terapia CPAP



Critical Care ▪ Interfacce Paziente ▪ **STARMed**

STARMed CaStar Up casco apribile per terapia CPAP

StarMed CaStar Up

Il casco apribile CaStar Up è un'interfaccia confortevole, versatile e leggera per la terapia CPAP progettata per offrire un'alternativa ai tradizionali metodi di somministrazione della CPAP. CaStar Up è ben tollerato anche per periodi prolungati e contribuisce a ridurre i rischi associati alle intubazioni endotracheali e all'uso della maschera facciale. Può essere utilizzato sia in posizione semi seduta che supina.

Vantaggi

- Permette un rapido accesso al viso del paziente durante le operazioni infermieristiche e in casco di emergenza
- Un solo operatore può facilmente rimuovere la parte superiore del casco e avere completo accesso al paziente
- Sonde e cateteri possono rimanere in sede sul paziente solidali alla parte inferiore del casco

Caratteristiche tecniche

- Nuovo materiale privo di ftalati
- Connettori 22M/22F secondo gli standard ISO
- Provisto di manometro integrato per verificare la presenza di pressione all'interno del casco
- Cuscino gonfiabile integrato per un maggiore comfort del paziente
- Nuove bretelle ascellari atraumatiche di ancoraggio regolabili in velcro
- Accessori di fissaggio alternativi disponibili su richiesta
- Nuovi accessi morbidi per sonde o cateteri integrati al casco
- Nuovo oblò di accesso al paziente
- Valvola antisoffocamento bi-direzionale ad apertura automatica in mancanza di pressione
- La tenuta ermetica del sistema è assicurata da una membrana elastica che aderisce alla parte superiore del tronco del paziente, quanto il casco è gonfio

Maggiori evidenze scientifiche su www.intersurgical.com

Nuovo oblò di accesso al paziente
Con valvola antisoffocamento bi-direzionale

Trasparente
Per facilitare il monitoraggio del paziente

Manometro integrato

Rimozione facile
Per un rapido accesso al viso del paziente

Nuovo design con accessi a tenuta
Per sonde e cateteri integrati

CaStar Up casco apribile per terapia CPAP con cuscino gonfiabile, valvola antisoffocamento bi-direzionale, e oblò di accesso al paziente* Customa pack disponibili su richiesta del cliente

Codice	Misura	Circonferenza collo	Q.tà per scatola
CA012XXL/2	Extra Extra Large	≥50cm	5
CA012XL/2	Extra Large	45-52cm	5
CA012L/2	Large	40-47cm	5
CA012M/2	Medium	34-41cm	5
CA012S/2	Small	27-34cm	5
CA012XS/2	Extra Small	17-27cm	5



www.intersurgical.com/info/starmed

Video disponibile su www.intersurgical.com

Richiesta info

*Valvola PEEP e circuiti non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Per la gamma accessori si prega di fare riferimento al sito web.



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 (MO), Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Fabbricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

IS1.31_IT • Issue 7 10.20