

## Maschere laringee Solus™

Una gamma completa di maschere laringee monouso



Gestione delle Vie Aeree ▪ Dispositivi per le vie aeree

## Maschere laringee Solus™

Una gamma completa di maschere laringee monouso per la ventilazione del paziente, per l'utilizzo in anestesia e medicina d'urgenza.

Progettate per soddisfare i requisiti di molteplici scenari clinici, tutte le maschere laringee Intersurgical sono monouso, prive di lattice e fornite in versione sterile.

**Materiale a bassa frizione**  
Inserimento & estrazione atraumatiche


**Cuffia dalla forma classica**  
Precisa ed affidabile

**Informazioni essenziali**  
Ben visibili e di veloce comprensione



**Tubo di insufflazione integrato**  
Previene il rischio di danneggiamento durante l'uso

**Valvola di alta qualità**  
Per garantire l'integrità della cuffia




▶ Video disponibile su [www.intersurgical.it](http://www.intersurgical.it)

### Solus Standard

Realizzata selezionando materiali di alta qualità, la maschera laringea Solus Standard ha le caratteristiche di qualità, flessibilità e compattezza necessarie per molteplici scenari clinici, inclusa l'anestesia pediatrica. Disponibile in una gamma completa di misure dall'adulto alla neonatale.



Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà/scatola
8005000	Solus Standard, maschera laringea	5 Adulto Large	70+kg	20
8004000	Solus Standard, maschera laringea	4 Adulto Medium	50-70kg	20
8003000	Solus Standard, maschera laringea	3 Adulto Small	30-50kg	20
8025000	Solus Standard, maschera laringea	2.5 Pediatrica Large	20-30kg	20
8002000	Solus Standard, maschera laringea	2 Pediatrica Small	10-20kg	20
8015000	Solus Standard, maschera laringea	1.5 Infantile	5-10kg	20
8001000	Solus Standard, maschera laringea	1 Neonatale	<5kg	20



## Solus Satin

Solus Satin è la gamma di maschere laringee monouso dotate di un tubo più morbido che conferisce una maggiore flessibilità.



Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà/scatola
8005003	Solus Satin, maschera laringea	5 Adulto Large	70+kg	20 
8004003	Solus Satin, maschera laringea	4 Adulto Medium	50-70kg	20 
8003003	Solus Satin, maschera laringea	3 Adulto Small	30-50kg	20 

## Solus RMN-compatibile

Gamma di maschere laringee monouso, sterili, dotate di specifiche valvole non ferrose, testate per garantire la non-interferenza con il magnete degli scanner RMN. La valvola in plastica è stata selezionata per assicurare la piena affidabilità per l'intera durata del prodotto.



Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà/scatola
8005002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	5 Adulto Large	70+kg	20 
8004002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	4 Adulto Medium	50-70kg	20 
8003002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	3 Adulto Small	30-50kg	20 
8025002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	2.5 Pediatrica Large	20-30kg	20 
8002002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	2 Small Pediatrica	10-20kg	20 
8015002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	1.5 Infantile	5-10kg	20 
8001002	Solus RMN-compatibile, maschera laringea	1 Neonatale	<5kg	20 

### Solus Curve


Solus Curve è la gamma di maschere laringee destinata a coloro che preferiscono l'inserimento di un dispositivo dal tubo precurvato.



Codice	Descrizione	Misura	peso	Q.tà/scatola	
8005050	Solus Curve, maschera laringea	5	Adulto Large	70+kg	20 
8004050	Solus Curve, maschera laringea	4	Adulto Medium	50-70kg	20 
8003050	Solus Curve, maschera laringea	3	Adulto Small	30-50kg	20 

### Solus Flexible

Solus Flexible è la soluzione ideale per procedure chirurgiche miste come ENT, chirurgia orale, oro-maxillo-facciale e oculare, in cui la rigidità dei dispositivi per la gestione delle vie aeree può essere di ostacolo agli accessi chirurgici. Il tubo rinforzato permette flessibilità senza attorcigliamento e può essere rimosso in qualsiasi momento anche durante la procedura senza il rischio di interruzioni nel flusso di gas.



Codice	Descrizione	Misura	Peso	Q.tà/scatola	
8005001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	5	Adulto Large	70+kg	20 
8004001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	4	Adulto Medium	50-70kg	20 
8003001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	3	Adulto Small	30-50kg	20 
8025001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	2.5	Pediatrica Large	20-30kg	20 
8002001	Solus Flexible, maschera laringea rinforzata	2	Pediatrica Small	10-20kg	20 

 Sterile

Materiale informativo destinato esclusivamente ad operatori sanitari

IS6.1\_IT • Issue 15 03.25



Distributore: Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia  
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 e MDSAP



Please recycle